

# 「HAMねっと」検体提出方法

LSIメディエンスへ提出 **金・土・日・祝祭日前日・祝祭日は出検できません**

## 1. 検体回収依頼

連絡先：0570-091-222

**当日11:00まで**


## 2. 検体採取

血液のみ、髄液のみでも提出できます

## 3. 検体提出

- 検査依頼書（血液用／髄液用） 各1枚
- ヘパリン入り採血管 1本
- EDTA2Na入り採血管 1本
- 
- 髄液 1本

必要事項を  
記入



## HAMねっと事務局へ提出

### 1. 調査票の準備

- 採取日を記載したシールを貼る
- ①または②の該当ページを記入

※ 調査票は切り離さないでください


貼る

記入

### 2. 調査票の郵送

聖マリアンナ医科大学行きの封筒に入れて郵送

- ※ 初回のみ同意書の写しを同封してください
- ※ 検体提出後3日以内に郵送してください



【お問い合わせ】 HAMねっと事務局（聖マリアンナ医科大学内）

TEL: 0120-868619

E-mail: ham@htlv1.jp